



TEST Z SYSTEMEM JAKOŚCI

W roku 1997 firma DNA Solutions utworzyła witrynę internetową **www.dnasolutions.pl** stając się pierwszym przedsiębiorstwem na świecie, oferującym zestaw domowy za pośrednictwem Internetu. Firma DNA SOLUTIONS (znana również jako DNA Now) regularnie świadczy usługi osobom w ponad 14 krajach i od ponad siedmiu lat, pracując i oferując wsparcie w różnych językach, poprzez biura i laboratoria na całym świecie, czynne 24 godziny na dobę. Cały czas doskonaląc badania i rozwijając się, DNA SOLUTIONS stosuje wysoką technologię w swoich procedurach realizacji Testu DNA, zatrudniając wykwalifikowanych fachowców o wysokim stopniu specjalizacji.

Zestaw, który masz w ręku, zawiera wszystkie informacje konieczne dla otrzymania testu DNA szybko i z wysokim stopniem dokładności, przy pomocy jednej z najbardziej zaawansowanych technologii i metodologii dla analizy DNA, istniejących dzisiaj na świecie.

TEST

Test DNA funkcjonuje poprzez analizę specyficznej liczby regionów próbki DNA, którą nam wysyłasz. Każdy region DNA może zawierać bardzo dużą liczbę kombinacji różnych DNA. Ojciec biologiczny dziecka może posiadać z nim nie tylko jedną, ale także wszystkie różne kombinacje DNA w każdym badanym regionie. Poddając różne regiony analizie, otrzymujemy wynik o wysokim stopniu dokładności, z dwoma możliwymi scenariuszami:

- I) Co najmniej 2 sekwencje DNA nie są równoważne między sobą (co dowodzi braku ojcostwa)
- II) Wszystkie sekwencje DNA pasują do siebie (co dowodzi ojcostwa)

KOSZTY TESTU OJCOSTWA

Masz trzy opcje do wyboru dla testu ojcostwa:

Poniżej podajemy koszty dla ojca i 1 dziecka (matka nie jest nimi objęta).

- | | | |
|-------------|----------------------|--|
| I) | Test Łatwy: | 1290 PLN – 99.9% dokładności (z DNA matki lub bez niego) |
| II) | Test Premium: | 1410 PLN – 99.99% dokładności (z DNA matki lub bez niego) |
| III) | Super Test: | 1750 PLN – 99.9999% dokładności (z DNA matki lub bez niego) |

Dokładność Twojego testu może być poprawiona, w czasie lub po otrzymaniu wyniku.

Dla Testu Łatwego i Testu Premium, każde dziecko dodatkowe ma cenę 560 PLN.

Dla Super Testu, każde dziecko dodatkowe (lub ojciec dodatkowy) ma cenę 600 PLN.

- IV) Test MAJĄCY MOC PRAWNĄ: 2370 PLN (matka musi posiadać opiekę nad dzieckiem)**

Kompletny test uznawany przez prawo. Wszystkie próbki są pobierane przez osoby upoważnione w autoryzowanych klinikach. Ten test wymaga DNA ojca, dziecka i matki. Wszystkie próbki DNA są pobierane przez osoby upoważnione w jednej z klinik przez nas wskazanych, bez żadnego dodatkowego kosztu. W przypadku, gdyby istniała konieczność przedstawienia wyniku z potwierdzeniem prawnym lub w przypadku, jeśli ten typ testu jest najbardziej odpowiedni dla Twojej sytuacji, prosimy o skontaktowanie się z nami przy pomocy linii 0800 wóczas zostanie Ci wysłany specjalny formularz (inny od niniejszego) i zostaniesz skierowany do odpowiedniej kliniki w celu pobrania próbek.



INNE TYPY TESTÓW

W przypadku, gdybyś potrzebował innego typu testu, różnego od tego, który teraz przedstawiamy, aby stwierdzić inny typ pokrewieństwa, jak na przykład wtedy, kiedy

dwóch mężczyzn chce sprawdzić, czy są braćmi, lub jeśli chcesz potwierdzić pokrewieństwo pomiędzy dziadkami i wnukami, skontaktuj się z nami, aby przedyskutować specyficzne testy, ich procedury i koszty.

POBIERANIE PRÓBEK

Istnieją liczne typy próbek stosowanych do przeprowadzenia testu. Najpowszechniejsza i najbardziej preferowana, to metoda z użyciem patyczka higienicznego (pobierane są wtedy komórki z jamy ustnej).

Próbki po pobraniu, mogą być przechowywane przez długi okres czasu, to znaczy, że DNA pozostaje w próbce (włos lub komórki jamy ustnej) przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. Oznacza to również, że próbki mogą być wysyłane na duże odległości. Od osoby pobiera się tylko jeden typ próbki (np.: jeśli pobrano od dziecka próbki komórek jamy ustnej, nie jest potrzebna inna próbka, jak np.: włos).

Zazwyczaj, rodzice starają się postępować w sposób dyskretny, unikając stresu lub niepokoju, niepotrzebnych dziecku. Gdyby istniała trudność z pobraniem próbek z jamy ustnej lub włosów, można pracować z innym typem próbek. (np.: paznokcie, szczoteczka do zębów, plaster, itp.). W tych przypadkach, skontaktuj się z nami poprzez naszą linię 0800, w celu przedyskutowania, która z metod jest najlepsza.

Próbki mogą być wysłane do:
Skrytka Pocztaowa -----

DOKUMENTACJA

Ten zestaw zawiera: FORMULARZ DLA PRÓBEK, KTÓRE BĘDĄ PODDANE TESTOM NA OJCOSTWO, który musi być wypełniony. Powinny być podane tylko informacje odnośnie osób, które będą poddane testowi. Napisz na formularzu nazwisko ojca (dokładnie tak, jak jest ono napisane na próbce). Podaj następnie szczegóły dotyczące syna lub córki i nazwisko matki, w przypadku, gdyby i ona sama była poddawana testowi.

W niniejszym formularzu może być wybrana forma otrzymania wyników: poprzez e-mail, korespondencyjnie, przez telefon, itp. W przypadku, gdyby wyniki miały być wysłane w dwa różne miejsca, prosimy o podanie nazwisk odpowiednich osób.

FORMULARZ DLA PRÓBEK, KTÓRE BĘDĄ PODDANE TESTOM NA OJCOSTWO zawiera różne opcje testu i formy płatności. Sprawdź, czy przeczytałeś i podpisałeś WARUNKI realizacji testu. Wyślij próbki, FORMULARZ DLA PRÓBEK, KTÓRE BĘDĄ PODDANE TESTOM NA OJCOSTWO w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia i zbadania wraz z opłatą do DNA Solutions.

Kwestionariusz, załączony w zestawie, jest wykorzystywany do określania profilu osób, które wykonują testy DNA. Ten kwestionariusz jest absolutnie poufny i będzie wykorzystywany tylko w celach statystycznych. Dziękujemy za współpracę przez wypełnienie kwestionariusza.

WYNIK POUFNY

Firma Dna Solutions niezwykle rygorystycznie podchodzi do kwestii poufności wykonywanych badań i zaufania klienta. W żadnym przypadku informacje nie zostaną przekazane osobie trzeciej, bez uprzedniego upoważnienia klienta.

W przypadku, jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z nami.



POSTĘPOWANIE W CELU POBRANIA PRÓBEK WŁOSÓW

1. Wpisz na małym opakowaniu plastikowym datę i nazwisko osoby, która jest poddawana testowi, np. Ojciec: Jan Kowalski, Syn: Paweł Kowalski. Sprawdź, czy podane jest to samo nazwisko, co na FORMULARZU DLA PRÓBEK, KTÓRE BĘDĄ PODDANE TESTOM NA OJCOSTWO.

2. Wyrwij **CO NAJMNIEJ** 6 włosów z głowy, brwi lub spod pachy itp. łącznie z cebulką włosa.

Tę procedurę można wykonać przy użyciu pęsetki lub kciuka i palca wskazującego, wrywając włosy szybkim ruchem. **NIGDY** nie dotykaj końca włosa - miejsca gdzie znajduje się cebulka (jest to skóra z próbką DNA).

Po wyrwaniu bardzo ważne jest, aby cebulka (mała grupa komórek skóry) została na włosie. Upewnij się, że włos się „NIE PRZERWAŁ” i został wyrwany w całości. Jest to **BARDZO WAŻNE**. Cebulkę widać gołym okiem na końcu wyrwanego włosa.

W przypadku włosów cienkich, siwych, całkowitej łysiny lub, kiedy cebulki nie są widoczne, zalecane jest stosowanie metody pobrania próbki z jamy ustnej ust.

3. Włóż natychmiast włosy do torebki plastikowej z danymi każdej osoby.

Włóż natychmiast włosy do małej torebki plastikowej, zamknij ją i napisz na niej dane odpowiednich osób. W tak zabezpieczonych torebkach z włosami nie ma ryzyka, że ktoś będzie dotykał cebulki, a włosy tak przechowywane są chronione przed jakimkolwiek uszkodzeniem.

POSTĘPOWANIE W CELU POBRANIA PRÓBEK Z JAMY USTNEJ

W opisanych powyżej przypadkach osób o włosach cienkich, siwych, całkowitej łysiny lub, kiedy cebulki włosów nie są widoczne, zalecamy stosowanie metody pobrania próbki z jamy ustnej. Nie jest konieczne, aby wszyscy stosowali tę metodę - DNA jest takie samo w każdej komórce ciała.

1. Wypełnij etykietkę z opakowania, w którym znajduje się szczoteczka, wpisując nazwiska osób, które będą poddane testowi.
2. Czystymi rękoma wyjmij szczoteczkę z opakowania. **NIE** dotykaj włosa szczoteczki.
3. Potrzymaj lekko szczoteczką wewnętrzną część policzka przez około 6 sekund. Używając tej samej szczoteczki, powtórz tę czynność pocierając wewnętrzną część drugiego policzka.

Ważne: Prosimy, abyś uważał i wykonywał ruchy delikatne, zwłaszcza w przypadku małych dzieci, albowiem szczoteczka posiada na końcu małą część metalową.

4. Po pobraniu próbki natychmiast włóż szczoteczkę do plastikowego opakowania.

Uwaga: Nie jest konieczne używanie tego samego typu próbki dla każdej osoby, albowiem DNA jest takie samo w każdej komórce ciała.



FORMULARZ DLA PRÓBEK, KTÓRE BĘDĄ PODDANE TESTOM NA OJCOSTWO

Napisz to samo nazwisko, które będzie użyte dla oznakowania próbek.

Ojciec: _____ Pochodzenie Ojca* _____

Matka: _____ Pochodzenie Matki* _____

Syn(synowie): _____

Córka(córki): _____

***Pochodzenie rodzinne ma na celu specyficzną analizę.**

Podaj kraj pochodzenia etnicznego: Włosi, Niemcy, Anglicy, Afrykanie, Hiszpanie, Latynosi, itp. W przypadku, jeśli nie wiesz, wpisz: „nieznane”.

WYBIERZ OPCJE:

- Test Łatwy: 1290 PLN (Minimum 99.9% dokładności)
- Test Premium: 1410 PLN (Minimum 99.99% dokładności)
- Super Test: 1750 PLN (Minimum 99.9999% dokładności)

Za analizy ____ osoby (osób) dodatkowej (dodatkowych) (ojciec lub dziecko): : 475 PLN – za jedną osobę dla wszystkich opcji testów.

Wydruk kompletny obrazów DNA (dodatkowo 125 PLN)

Wypełnij, gdybyś chciał wykonać jakiś inny typ testu, jak na przykład test pokrewieństwa (np. test pomiędzy braćmi).

Test pokrewieństwa PLN _____ dla:x.....

TERMINY OTRZYMANIA WYNIKU (WYBIERZ PREFEROWANA PRZEZ CIEBIE OPCJE):

- W terminie od 2 do 4 tygodni (normalny termin, bez dodatkowych kosztów)
- Wynik w ciągu 9 dni roboczych (dodatkowo 290 PLN)

WSKAŹ SPOSÓB W JAKI CHCESZ OTRZYMAĆ WYNIK:

Nazwisko(nazwiska): _____ E-mail: _____

Telefon: _____ Faks: _____

Listownie: _____

PODAJ HASŁO BEZPIECZEŃSTWA: _____ (w celu otrzymania wyniku badania przez telefon)

Listownie: _____

- Płatność całkowita PLN _____
- Płatność częściowa PLN _____ a część pozostała zostanie zapłacona przez _____

Nazwisko: _____

Opcje płatności: Czekiem Visa MasterCard American Express
 Gotówką Przekazem pieniężnym

Numer Karty Kredytowej: _____ Data Ważności: _____

Nazwisko w formie podanej na karcie: _____

Podpis _____

UWAGA: Prosimy o zapoznanie się z warunkami realizacji testu, i o podpis oznaczający Twoją zgodę. Wyniki zostaną dostarczone tylko jeśli zostanie złożony podpis.



WARUNKI REALIZACJI TESTU

1. DNA Solutions gwarantuje, że wynik analizy dostarczonych nam próbek biologicznych jest dokładny, choć podlega on marginesowi błędu w wysokości 0,001%. Wyniki nie związane lub domniemane z przeprowadzoną analizą nie podlegają żadnej reklamacji i odpowiedzialności.
2. Otrzymana informacja, będąca wynikiem analizy dostarczonego materiału jest przeznaczona wyłącznie do użytku klienta, który wysłał materiał do DNA Solutions.
3. W przypadku nieprawdopodobnego stwierdzenia błędu w wyniku analizy zostaną zwrócone wszelkie koszty poniesione za wykonanie badania. Alternatywnie, może być wykonana ponowna analiza bez dodatkowego kosztu.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez klienta lub jakakolwiek inną osobę w związku z wynikiem analiz.
5. Nie składamy żadnych deklaracji związanych z wykorzystaniem wyniku do jakiegokolwiek celu. Gdyby wynik badania miał być użyty w procesie sądowym, należy zażądać niezależnej opinii prawnej odnośnie swoich praw i gwarancji prawnych oraz kosztu wykorzystania wyniku badania.
6. Klient zapewnia, że ponosi odpowiedzialność prawną za dostarczone próbki. Klient zgadza się na wypłacenie DNA Solutions odszkodowania za jakiegokolwiek straty lub szkody, które może ona ponieść w wyniku sytuacji, kiedy dostarczone próbki zostały zdobyte drogą nielegalną. Klient powinien zapewnić sobie niezależną pomoc prawną, kiedy w grę wchodzi odpowiedzialność za zebranie i pobranie próbek dla innych osób. Nie opiniujemy żadnych deklaracji uzasadnionych prawnie i upoważniających klienta do pobrania próbek.
- 7.

Poprzez niniejszy dokument, przyjmuję podane wyżej warunki i potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji.

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Data: _____

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Data: _____

Z powodów bezpieczeństwa, wynik będzie podany poprzez telefon tylko po podaniu Twojego hasła bezpieczeństwa. Sprawdź, czy wpisałeś hasło bezpieczeństwa.

Hasło bezpieczeństwa: _____